



muñequera metacarpiana

rodillera

muñequera con férula

codera para epicondilitis

collarín cervical blando

faja máxima aireación

faja torácica

codera

zapato para escayola

muñequera abductor pulgar

tobillera

cinta sujeción tobillo

rodillera con silicona

bolsa soporte para brazo

vendajes elásticos compresivos

faja tubular en lana

media corta fuerte

faja con cierre regulable

panty compresión fuerte

# *Intex*

## CATÁLOGO **PRODUCTOS**



|                             |    |
|-----------------------------|----|
| GAMA <b>BEIGE</b>           | 4  |
| <b>MALLAFIX</b>             | 6  |
| <b>MALLAFIX PLUS</b>        | 8  |
| <b>FORTIFLEX</b>            | 9  |
| GAMA <b>FAJAS TORÁCICAS</b> | 10 |
| GAMA <b>NEGRA</b>           | 11 |
| GAMA <b>AZUL</b>            | 12 |
| <b>MUÑEQUERAS/CODERAS</b>   | 14 |
| <b>ESCAYOLADOS</b>          | 15 |
| GAMA <b>FAJAS</b>           | 16 |
| ORTESIS <b>TÉRMICAS</b>     | 17 |
| <b>RENGO</b>                | 18 |
| <b>BENTERM</b>              | 19 |
| GAMA <b>MEDIAS</b>          | 20 |
| GAMA <b>VARIOS</b>          | 22 |

Artículos especialmente indicados ante lesiones articulares, esguinces, dolencias crónicas, traumatismos, síndrome del túnel carpiano (muñequeras), etc.

- Ortesis bi-elásticas en tejido anatómico.
- Grosor de malla variable.
- Gran comodidad de uso.

### **7.133 / Rodillera.** *Rotuliana con flejes laterales.*

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------|----------------|----------|
| Pequeña | 30,0 a 33,5    | 156210-4 |
| Mediana | 33,5 a 37,0    | 156211-1 |
| Grande  | 37,0 a 40,5    | 156212-8 |
| Extra   | 40,5 a 44,0    | 156213-5 |

Las medidas se refieren al contorno de la rodilla sin flexionarla.



ART. 7.133

### **7.135 / Muñequera.** *Metacarpiana con férula.*

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------|----------------|----------|
| Pequeña | 13,0 a 16,0    | 156206-7 |
| Mediana | 17,0 a 20,0    | 156209-8 |
| Grande  | 21,0 a 24,0    | 156207-4 |

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.

Valida para ambas manos.

Con cinta de refuerzo.



ART. 7.135



ART. 7.137



ART. 7.138



ART. 7.134



ART. 7.136

### 7.137 / Cinta elástica. Sujeción para muñeca.

TALLA UNIVERSAL

C.N. 156215-9

### Cintas elásticas. Muñeca y Tobillo.

- Cintas elásticas, que adhieren uno de sus extremos en cualquier parte de las mismas.
- Permiten configurar diversos tipos de vendajes compresivos.
- No necesitan clips de sujeción.
- Pueden usarse de forma individualizada o como acompañamiento de refuerzo a una ortesis.

### 7.138 / Cinta elástica. Sujeción para tobillo.

TALLA UNIVERSAL

C.N. 156214-2

### 7.134 / Tobillera

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------|----------------|----------|
| Pequeña | 18,0 a 20,5    | 156202-9 |
| Mediana | 20,5 a 23,0    | 156203-6 |
| Grande  | 23,0 a 25,5    | 156204-3 |
| Extra   | 25,5 a 28,0    | 156205-0 |

Las medidas se refieren al contorno del tobillo por encima de los maleolos.

### 7.136 / Muñequera. Metacarpiana cerrada.

| TALLA         | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------------|----------------|----------|
| Super pequeña | 12,0 a 14,0    | 156197-8 |
| Pequeña       | 14,0 a 16,0    | 156198-5 |
| Mediana       | 16,0 a 18,0    | 156199-2 |
| Grande        | 18,0 a 20,0    | 156200-5 |
| Extra         | 20,0 a 22,0    | 156201-2 |

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.





Tecnología Multi-malla

Las ortesis Mallafix son soportes elásticos destinados a la protección de las articulaciones.

La ausencia de férulas rígidas permite mantener una movilidad controlada de las articulaciones.

Además de su uso ante lesiones articulares son especialmente recomendadas como medida preventiva ante esfuerzos o exposiciones prolongadas a vibraciones, golpeteos o sobrecargas.

Están fabricadas con tecnología multimalla, en tejido bi-elástico.

Gran adaptabilidad y comodidad de uso.



## 7.097 / Muñequera. Metacarpiana cerrada.

- Protege la articulación de muñeca, carpo y metacarpo, permitiendo su movilidad.
- Disponible en color blanco y azul.

| TALLA         | CONTORNO (cm.) | C.N. (Blanco) | C.N. (Azul)   |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Super Pequeña | 12,0 a 14,0    |               | no disponible |
| Pequeña       | 14,0 a 16,0    | 245308-1      | 239286-1      |
| Mediana       | 16,0 a 18,0    | 245316-6      | 239284-7      |
| Grande        | 17,5 a 20,0    | 245381-4      | 239283-0      |
| Extra Grande  | 19,0 a 21,5    | 245530-6      | 239282-3      |

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.



ART. 7.097

## 7.098 / Coderas


- Alta eficacia como medida preventiva ante la epicondilitis lateral y medial.
- Disponible en color blanco.

| TALLA        | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|--------------|----------------|----------|
| Pequeña      | 23,0 a 26,5    | 245548-1 |
| Mediana      | 25,0 a 29,0    | 245597-9 |
| Grande       | 27,5 a 31,0    | 245860-4 |
| Extra Grande | 29,5 a 33,5    | 245878-9 |

Las medidas se refieren al contorno de la articulación del codo, sin doblarlo.



ART. 7.098



## 7.094 / Faja Lumbar

- Altura delantera 14 centímetros.
- Altura trasera 24 centímetros.
- Disponible en color blanco.

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------|----------------|----------|
| Pequeña | 68,5 a 84,0    | 243642-8 |
| Mediana | 84,0 a 100,0   | 243659-6 |
| Grande  | 99,0 a 115,5   | 243667-1 |

Las medidas se refieren al contorno de la cintura.



## 7.095 / Tobillera

- Evita arrugas en la zona del empeine.
- Disponible en color blanco y azul.

| TALLA        | CONTORNO (cm.) | C.N. (Blanco) | C.N. (Azul) |
|--------------|----------------|---------------|-------------|
| Pequeña      | 19,0 a 21,5    | 243675-6      | 239295-3    |
| Mediana      | 21,0 a 24,0    | 244053-1      | 239294-6    |
| Grande       | 23,0 a 26,5    | 244814-8      | 239292-2    |
| Extra Grande | 25,0 a 29,0    | 244897-1      | 239291-5    |

Las medidas se refieren al contorno del tobillo por encima de los maleolos.



## 7.096 / Rodillera

- Evita arrugas detrás de la rodilla (zona poplítea).
- Disponible en color blanco y azul.

| TALLA        | CONTORNO (cm.) | C.N. (Blanco) | C.N. (Azul) |
|--------------|----------------|---------------|-------------|
| Pequeña      | 29,5 a 33,5    | 244996-1      | 239290-8    |
| Mediana      | 31,5 a 36,0    | 245266-4      | 239289-2    |
| Grande       | 33,5 a 38,5    | 245274-9      | 239288-5    |
| Extra Grande | 35,5 a 41,0    | 245290-9      | 239287-8    |

Las medidas se refieren al contorno de la rodilla sin flexionarla.

Ortesis bi elásticas similares a la gama Mallafix, incorporan almohadillas de silicona para un mayor efecto terapéutico.

## 7.120 / Faja Lumbar

- Incorpora una almohadilla de silicona en la zona lumbar a la altura del sacro.

| TALLA   | CONTORNO (cm.) |
|---------|----------------|
| Pequeña | 68,5 a 84,0    |
| Mediana | 84,0 a 100,0   |
| Grande  | 99,0 a 115,5   |

Las medidas se refieren al contorno de la cintura.



ART. 7.120

## 7.121 / Tobillera

- Incorpora dos almohadillas de silicona en los huecos retromaleolares.

| TALLA        | CONTORNO (cm.) |
|--------------|----------------|
| Pequeña      | 19,0 a 21,5    |
| Mediana      | 21,0 a 24,0    |
| Grande       | 23,0 a 26,5    |
| Extra Grande | 25,0 a 29,0    |

Las medidas se refieren al contorno del tobillo por encima de los maleolos.



ART. 7.121

## 7.122 / Rodillera

- Cuenta con dos flejes laterales.
- Incorpora un aro de silicona alrededor de la rótula.

| TALLA        | CONTORNO (cm.) |
|--------------|----------------|
| Pequeña      | 29,5 a 33,5    |
| Mediana      | 31,5 a 36,0    |
| Grande       | 33,5 a 38,5    |
| Extra Grande | 35,5 a 41,0    |

Las medidas se refieren al contorno de la rodilla sin flexionarla.



ART. 7.122



# FORTIFLEX

## 7.123 / Faja Sacrolumbar

- Altura trasera de 26,5 cm.
- Altura delantera entre 17 y 19 cm.
- Bandas de refuerzo trasero para una mayor compresión de la zona lumbar.
- Tirador para facilitar su cierre.
- Incorpora seis ballenas autoadaptables.

| TALLA        | CONTORNO (cm.) | CN       |
|--------------|----------------|----------|
| Pequeña      | 69,0 a 84,0    | 190638-0 |
| Mediana      | 80,0 a 95,0    | 190639-7 |
| Grande       | 91,0 a 106,0   | 190640-3 |
| Extra Grande | 102 a 117,0    | 190641-0 |

Las medidas se refieren al contorno de la cintura.



ART. 7.123

**6.160 / Faja Torácica una banda (16 cms)**

- Realizada en tejido transpirable.

| TALLA   | MEDIDAS (cm.) |
|---------|---------------|
| Pequeña | 65 a 90       |
| Mediana | 75 a 100      |
| Grande  | 85 a 110      |



ART. 6.160

**Fajas Torácicas de 2, 3 y 4 bandas**

- Fajas torácicas, realizadas con bandas de 8 centímetros unidas entre sí, por lo que presentan alturas de 16, 24 y 32 centímetros.
- La forma de unión entre las bandas, favorece su adaptación sin formar pliegues o arrugas.

**7.077 / 7.070 Faja Torácica 2 bandas**

| TALLA         | MEDIDAS (cm.) | C.N.                 |
|---------------|---------------|----------------------|
| ÚNICA (7.077) | Universal     | Masculina - 195404-6 |
| ÚNICA (7.070) | Universal     | Femenina - 195412-1  |



ART. 7.077

**7.077 3B / 4B Faja Torácica 3 y 4 bandas**

| TALLA | MEDIDAS (cm.) |
|-------|---------------|
| 1     | 75 a 95       |
| 2     | 85 a 105      |
| 3     | 100 a 120     |
| 4     | 110 a 130     |



ART. 7.077

**7.072 / Faja Máxima Aireación**

- Faja lumbar transpirable, altura de 27 centímetros.

| TALLA | MEDIDAS (cm.) | C.N.     |
|-------|---------------|----------|
| 1     | 62 a 82       | 195420-6 |
| 2     | 75 a 95       | 195438-1 |
| 3     | 88 a 107      | 195446-6 |
| 4     | 100 a 120     | 330761-1 |



ART. 7.072



### 7.128 / Faja Lumbar Negra

- Faja lumbar con cierre velcro y alas laterales regulables que permiten un ajuste preciso y personalizado de su compresión, permitiendo adaptar la misma a la actividad realizada en cada momento.
- Cuenta con cuatro ballenas flexibles en la zona lumbar de material plástico, auto adaptables.
- En su parte posterior tiene una altura de 27cm, y en su parte anterior de 17cm.
- Su especial tejido elástico, de fácil adaptación anatómica, ofrece un tacto suave y una gran comodidad de uso.

| TALLA   | CONTORNO (cm.) |
|---------|----------------|
| Pequeña | 80 a 94        |
| Mediana | 95 a 109       |
| Grande  | 110 a 125      |



esfuerzos  
puntuales y  
repetitivos



periodos  
prolongados de  
conducción



actividades  
deportivas



exposición prolongada a golpes o vibraciones



levantamiento  
de peso



ART. 7.128

La “Gama Azul” es una colección de ortesis para el miembro superior, en tejido anatómico de punto bi elástico.

### 7.126 / Muñequera. *Abductor pulgar corta.*

- Destinada a mantener el dedo pulgar en abducción, por lesión en la articulación metacarpo-falángica del pulgar.
- Incorpora una férula lateral extraíble y moldeable manualmente.

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------|----------------|----------|
| Pequeña | 13 a 16        | 239856-6 |
| Mediana | 17 a 20        | 239854-2 |
| Grande  | 21 a 24        | 239853-5 |

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.



ART. 7.126

### 7.125 / Muñequera. *Meta-Pulgar.*

- Muñequera metacarpiana con férula y abductor del dedo pulgar.
- Alto grado de estabilización e inmovilización.
- Similar a la referencia 7124 a la que se ha añadido un abductor de pulgar, dotado de una segunda férula

| TALLA           | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|-----------------|----------------|----------|
| Dcha. - Pequeña | 13 a 16        | 240156-3 |
| Dcha. - Mediana | 17 a 20        | 240155-6 |
| Dcha. - Grande  | 21 a 24        | 240154-9 |
| Izq. - Pequeña  | 13 a 16        | 240159-4 |
| Izq. - Mediana  | 17 a 20        | 240158-7 |
| Izq. - Grande   | 21 a 24        | 240157-0 |

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.



ART. 7.125





ART. 7.127

### 7.127 / Cordera para Epicondilitis

- Recomendado tanto para casos de epicondilitis lateral como medial.
- Incorpora dos férulas metálicas móviles lo que permite situarlas en los puntos precisos.

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------|----------------|----------|
| Pequeña | 24 a 30        | 239852-8 |
| Grande  | 27 a 34        | 239851-1 |



ART. 7.124

### 7.124 / Muñequera. Metacarpiana con férula.

- Protección e inmovilización de la articulación radio cubital inferior, del carpo y metacarpo.
- Alto grado de estabilización e inmovilización.
- Férula palmar extraíble y moldeable manualmente.

| TALLA           | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|-----------------|----------------|----------|
| Dcha. - Pequeña | 13 a 16        | 239859-7 |
| Dcha. - Mediana | 17 a 20        | 239858-0 |
| Dcha. - Grande  | 21 a 24        | 239857-3 |
| Izq. - Pequeña  | 13 a 16        | 240153-2 |
| Izq. - Mediana  | 17 a 20        | 240152-5 |
| Izq. - Grande   | 21 a 24        | 240151-8 |

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.

## 7.006 / Muñequera. *Velcro.*

- Anchura de 8 centímetros.
- Incorpora aro elástico para facilitar su colocación.

TALLA UNIVERSAL

C.N. 185942-6



ART. 7.006

## 7.035 / Vendaje Antiepicondilitis

- Recomendado tanto para casos de epicondilitis lateral como medial.
- Incorpora dos férulas metálicas móviles lo que permite situarlas en los puntos precisos.

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------|----------------|----------|
| Pequeña | 24,0 a 30,0    | 195479-4 |
| Grande  | 27,0 a 34,0    | 195487-9 |



ART. 7.035

## 7.104 / Muñequera. *Metacarpiana con férula.*

- Protección e inmovilización de la articulación radio cubital inferior, del carpo y metacarpo.
- Alto grado de estabilización e inmovilización.
- Férula palmar extraíble y moldeable manualmente.

| TALLA           | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|-----------------|----------------|----------|
| Dcha. - Pequeña | 13 a 16        | 160531-3 |
| Dcha. - Mediana | 17 a 20        | 160549-8 |
| Dcha. - Grande  | 21 a 24        | 160556-6 |
| Izq. - Pequeña  | 13 a 16        | 160564-1 |
| Izq. - Mediana  | 17 a 20        | 160572-6 |
| Izq. - Grande   | 21 a 24        | 160580-1 |



ART. 7.104



### 7.048 / Zapato para escayolados

- Suela antideslizante e impermeable. Cada talla es válida tanto para pie derecho como izquierdo. Para su uso con pie escayolado o en procesos post operatorios.

| TALLA   | C.N.     |
|---------|----------|
| Pequeña | 195222-6 |
| Mediana | 195230-1 |
| Grande  | 195248-6 |



### 7.081 / Bolsa soporte. Para brazo.

- Indicado para quienes deben llevar el brazo en cabestrillo.
- Ofrece apoyo al brazo y a la mano, evitando que quede caída.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| TALLA UNIVERSAL | C.N. 195214-1 |
|-----------------|---------------|



### 7.080 / Tirante soporte. Para brazo.

- Indicado para llevar el brazo en cabestrillo.
- Incorpora hebilla para regular la altura del brazo.

| TALLA    | C.N.     |
|----------|----------|
| Adulto   | 195206-6 |
| Infantil | 195198-4 |



Fajas tradicionales que nos aportan una eficaz protección de la cintura. Ofrecen una ligera compresión y una temperatura constante. Tejido de gran suavidad.

### 7.017 / Faja en Lana. Cierre regulable.

- La talla 1 tiene una altura de 27 cm. y la talla 2 de 33 cm.

| TALLA | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|-------|----------------|----------|
| 1     | 60 a 90        | 195453-4 |
| 2     | 90 a 120       | 195461-9 |

### 7.087 / Faja en Lana. Tubular.

- Disponibles en altura de 27 ó 33 cm.

| TALLA | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|-------|----------------|----------|
| 27/5  | 60 a 75        | 396119-6 |
| 27/6  | 75 a 90        | 329656-4 |
| 27/7  | 90 a 105       | 201970-6 |
| 27/8  | 105 a 120      | 209445-1 |
| 33/5  | 60 a 75        | 313627-3 |
| 33/6  | 75 a 90        | 325787-9 |
| 33/7  | 90 a 105       | 325795-4 |
| 33/8  | 105 a 120      | 329433-1 |

### 7.086 / Faja en Algodón. Cierre regulable.

- La talla 1 tiene una altura de 26 cm. y la talla 2 y 3 de 30 cm.

| TALLA | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|-------|----------------|----------|
| 1     | 70 a 88        | 178806-1 |
| 2     | 88 a 114       | 232462-6 |
| 3     | 110 a 130      |          |

### 7.086 / Faja en Algodón. Tubular.

- Las tallas pequeña y mediana tienen una altura de 26 cm.
- Las tallas grande y extra grande tienen una altura de 30 cm.

| TALLA        | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|--------------|----------------|----------|
| Pequeña      | 75 a 82        | 330787-1 |
| Mediana      | 82 a 88        | 330795-6 |
| Grande       | 88 a 95        | 330852-6 |
| Extra Grande | 95 a 105       | 330860-1 |



Artículos confeccionados en lana merino extrafina 100%, exceptuando los hilos elásticos. Constituyen una agradable protección térmica. Alta capacidad para absorber la humedad. Compresión muy ligera. Excelente regulador térmico. No producen picazón.

### 7.150 / Faja Lana Merino

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | ALTURA |
|---------|----------------|--------|
| Pequeña | 60 a 75        | 27     |
| Mediana | 75 a 90        | 27     |
| Grande  | 90 a 105       | 33     |
| Extra   | 105 a 120      | 33     |

Las medidas se refieren al contorno de la cintura.



ART. 7.150

### 7.151 / Rodillera Lana Merino

| TALLA   | CONTORNO (cm.) |
|---------|----------------|
| Pequeña | 29,5 a 33,5    |
| Mediana | 31,5 a 36,0    |
| Grande  | 33,5 a 38,5    |
| Extra   | 35,5 a 41,0    |

Las medidas se refieren al contorno de la rodilla sin flexionarla.



ART. 7.151

### 7.152 / Coderia Lana Merino

| TALLA   | CONTORNO (cm.) |
|---------|----------------|
| Pequeña | 23,0 a 26,5    |
| Mediana | 25,0 a 29,0    |
| Grande  | 27,5 a 31,0    |
| Extra   | 29,5 a 33,5    |

Las medidas se refieren al contorno de la articulación del codo sin doblarlo.



ART. 7.152

Gama de ortesis con financiación de la Seguridad Social, a excepción de la muñequera metacarpiana.

| PRODUCTO                              | TALLA | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------------------------------------|-------|----------------|----------|
| <b>7.089 / MUÑEQUERA CERRADA</b>      | 1     | 16 a 18        | 405.589  |
|                                       | 2     | 17 a 19        | 405.597  |
|                                       | 3     | 18 a 20        | 419.044  |
|                                       | 4     | 19 a 21        | 419.051  |
|                                       | 5     | 20 a 22        | 419.069  |
| <b>7.090 / RODILLERA</b>              | 2     | 25             | 405.324  |
|                                       | 3     | 26             | 405.332  |
|                                       | 4     | 27             | 405.340  |
|                                       | 5     | 28             | 405.357  |
|                                       | 6     | 29             | 405.365  |
|                                       | 7     | 30             | 405.373  |
|                                       | 8     | 31             | 405.381  |
|                                       | 9     | 32             | 405.399  |
|                                       | 10    | 33             | 405.407  |
|                                       | 11    | 34             | 405.415  |
|                                       | 12    | 35             | 405.423  |
|                                       | 13    | 36             | 405.431  |
|                                       | 14    | 37             | 405.449  |
| <b>7.091 / TOBILLERA</b>              | 2     | 13 a 17        | 405.191  |
|                                       | 3     | 14 a 18        | 405.209  |
|                                       | 4     | 15 a 19        | 405.217  |
|                                       | 5     | 16 a 20        | 405.225  |
|                                       | 6     | 17 a 21        | 405.233  |
|                                       | 7     | 18 a 22        | 405.241  |
|                                       | 8     | 19 a 23        | 405.258  |
|                                       | 9     | 20 a 24        | 405.266  |
|                                       | 10    | 21 a 25        | 405.274  |
|                                       | 11    | 22 a 26        | 405.282  |
|                                       | 12    | 23 a 27        | 405.290  |
|                                       | 13    | 24 a 28        | 405.308  |
|                                       | 14    | 25 a 29        | 405.316  |
| <b>7.092 / MEDIA CORTA FUERTE</b>     | 2     | 30             | 400.564  |
|                                       | 3     | 31             | 400.572  |
|                                       | 4     | 32             | 400.580  |
|                                       | 5     | 33             | 400.598  |
|                                       | 6     | 34             | 400.606  |
|                                       | 7     | 35             | 400.614  |
|                                       | 8     | 36             | 400.622  |
|                                       | 9     | 37             | 400.630  |
|                                       | 10    | 38             | 400.648  |
|                                       | 11    | 39             | 400.655  |
|                                       | 12    | 40             | 400.663  |
|                                       | 13    | 41             | 400.671  |
|                                       | 14    | 42             | 400.689  |
| <b>7.093 / MUÑEQUERA METACARPIANA</b> | 1     | 14,5 a 15,5    | 321596-1 |
|                                       | 2     | 15,5 a 16,5    | 321604-3 |
|                                       | 3     | 16,5 a 18,0    | 321612-8 |
|                                       | 4     | 18,0 a 19,5    | 321620-3 |
|                                       | 5     | 19,5 a 21,0    | 321638-8 |

## Muñequera cerrada



ART. 7.089

## Rodillera




ART. 7.090

## Tobillera



ART. 7.091

## Media corta



ART. 7.092

## Muñequera Metacarpiana



ART. 7.093



Fabricadas con fibra termógena de alto valor calórico. Suave elasticidad y tacto agradable. Amplia gama de colores.



ART. 7.088

## 7.088 / Muñequera. Cierre regulable.

- Soporte elástico de cierre regulable.
- Anchura de 6 centímetros.
- Aro elástico para una correcta posición.

| TALLA          | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|----------------|----------------|----------|
| Única - beige  | Universal      | 191353-1 |
| Única - blanco | Universal      | 191361-6 |



ART. 2.761

## 2.761 / Faja. Cierre regulable.

- Todas las tallas tienen una altura de 30 centímetros.
- Disponible en color blanco.

| TALLA   | CONTORNO (cm.) | C.N.     |
|---------|----------------|----------|
| Pequeña | 75 a 93        | 191445-3 |
| Grande  | 87 a 120       | 191437-8 |
| Súper   | 108 a 150      | 326983-4 |




ART. 2.760



## 2.760 / Faja. Tubular.

| TALLA     | CONTORNO (cm.) | ALTURA (cm.) | C.N.     |
|-----------|----------------|--------------|----------|
| Beige, 1  | 60 a 72        | 26           | 191569-6 |
| Beige, 2  | 73 a 85        | 28           | 191551-1 |
| Beige, 3  | 86 a 98        | 30           | 191544-3 |
| Beige, 4  | 99 a 111       | 32           | 191536-8 |
| Beige, 5  | 112 a 120      | 34           | 191528-3 |
| Beige, 6  | 121 a 140      | 36           | 191510-8 |
| Blanco, 1 | 60 a 72        | 26           | 191684-6 |
| Blanco, 2 | 73 a 85        | 28           | 191676-1 |
| Blanco, 3 | 86 a 98        | 30           | 191668-6 |
| Blanco, 4 | 99 a 111       | 32           | 191650-1 |
| Blanco, 5 | 112 a 120      | 34           | 191643-3 |
| Blanco, 6 | 121 a 140      | 36           | 191635-8 |
| Azul, 1   | 60 a 72        | 26           | 191627-3 |
| Azul, 2   | 73 a 85        | 28           | 191619-8 |
| Azul, 3   | 86 a 98        | 30           | 191601-3 |
| Azul, 4   | 99 a 111       | 32           | 191593-1 |
| Azul, 5   | 112 a 120      | 34           | 191585-6 |
| Azul, 6   | 121 a 140      | 36           | 191577-1 |



**MEDIAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN DECRECIENTE.** Medias con máxima compresión en el tobillo y mínima en el muslo, para el tratamiento de la insuficiencia venosa.

Atenúan los factores de riesgo y aminoran la evolución de la enfermedad.

Existen diferentes niveles de compresión, ligera (40 Den), normal (140 Den) o fuerte (280 Den).

Las medias de compresión deben colocarse a primera hora del día, nada más levantarnos, ya que posteriormente las piernas se van hinchando y ello hace más difícil su colocación. Esto es especialmente importante en las de compresión fuerte.

#### RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA COMPRESIÓN.

| COMPRESIÓN | DEN.    | PRESIÓN      | INDICACIONES                                                                                                       |
|------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIGERA     | 40 - 70 | 15-21 mm Hg. | Viajes prolongados.<br>Trabajos en ortostatismo.                                                                   |
| NORMAL     | 140     | 22-29 mm Hg. | Embarazos con riesgo.<br>Riesgo de insuficiencia venosa en profesiones que requieran estar de pie.                 |
| FUERTE     | 280     | 30-40 mm Hg. | Prevención de varices primarias.<br>Insuficiencia venosa crónica leve.<br>Tromboflebitis.<br>Varices sintomáticas. |

#### Tabla de tallas (cm.).

| Talla | Tobillo | Pantorrilla | Muslo |
|-------|---------|-------------|-------|
| 2     | 18/19   | 30/31       | 41/42 |
| 3     | 20/22   | 32/34       | 43/45 |
| 4     | 23/25   | 35/38       | 46/49 |
| 5     | 26/28   | 39/41       | 50/53 |
| 6     | 26/28   | 42/44       | 54/59 |

| ART.  | DENOMINACIÓN                     | TALLA | COLOR   | C.N.     |
|-------|----------------------------------|-------|---------|----------|
| 7.203 | PANTY COMPRESIÓN FUERTE          | 2     | Beige   | 468389.9 |
|       |                                  | 3     | Beige   | 468397.4 |
|       |                                  | 4     | Beige   | 468405.6 |
|       |                                  | 5     | Beige   | 468413.1 |
|       |                                  | 6     | Beige   | 468421.6 |
| 7.203 | PANTY COMP.FUERTE, PRE-MAMÁ      | 2     | Beige   | 468439.1 |
|       |                                  | 3     | Beige   | 468447.6 |
|       |                                  | 4     | Beige   | 468454.4 |
|       |                                  | 5     | Beige   | 468462.9 |
| 7.203 | MEDIA LARGA, COMP.FUERTE, BLONDA | 2     | Beige   | 468348.6 |
|       |                                  | 3     | Beige   | 468355.4 |
|       |                                  | 4     | Beige   | 468363.9 |
|       |                                  | 5     | Beige   | 468371.4 |
| 7.203 | MEDIA CORTA COMPRESIÓN FUERTE    | 2     | Beige   | 468306.6 |
|       |                                  | 3     | Beige   | 468314.1 |
|       |                                  | 4     | Beige   | 468322.6 |
|       |                                  | 5     | Beige   | 468330.1 |
| 7.022 | PANTY COMPRESIÓN NORMAL          | 2     | Beige   | 185850.4 |
|       |                                  | 3     | Beige   | 185843.6 |
|       |                                  | 4     | Beige   | 185835.1 |
|       |                                  | 5     | Beige   | 185827.6 |
|       |                                  | 6     | Beige   | 185819.1 |
| 7.022 | MEDIA CORTA COMPRESIÓN NORMAL    | 2     | Beige   | 185934.1 |
|       |                                  | 3     | Beige   | 185926.6 |
|       |                                  | 4     | Beige   | 185918.1 |
|       |                                  | 5     | Beige   | 185900.6 |
| 7.201 | MEDIA CORTA 40 DEN.              | ÚNICA | Negro   | 185496.4 |
|       |                                  | ÚNICA | Tortora | 185488.9 |
|       |                                  | ÚNICA | Marrón  | 185470.4 |
|       |                                  | ÚNICA | Grafito | 185462.9 |
| 7.201 | CALCETÍN CABALLERO 40 DEN.       | ÚNICA | Negro   | 349449.6 |



**7.079 / Vendas elásticas compresivas**

- Vendas elásticas de alta compresión para el tratamiento de la insuficiencia venosa, o para el vendaje compresivo de las articulaciones.
- Incorpora unos "clips" para su sujeción.
- La largura de las tres referencias es de dos metros en reposo y cinco en extensión.
- Las anchuras son de 5, 7 y 10 centímetros.

| TALLA  | C.N.     |
|--------|----------|
| 5 x 5  | 160648-8 |
| 7 x 5  | 160655-6 |
| 10 x 5 | 160663-1 |



ART. 7.079

**7.550 / Collarín cervical blando**

- Collarín de goma espuma para su uso en casos de esguinces cervicales, luxaciones o contusiones en la zona cervical.
- Su uso mantiene el cuello y la columna cervical recta.

| TALLA   | MEDIDAS DEL PACIENTE (cm.) |
|---------|----------------------------|
| Pequeña | 36 a 41                    |
| Mediana | 41 a 48                    |
| Grande  | 46 a 51                    |



ART. 7.550

## NOTAS

## *Intex, s.a.*

Paseo Lizarkola s/n.  
Apdo. Correos 22  
20140 Andoain (Guipúzcoa)  
España

Tel.: 943 59 09 00  
Fax: 943 59 14 00

intex@intex-sa.com

[www.intex-sa.com](http://www.intex-sa.com)

NRI 20/3625